


Elementary & Efficient Smart Sales Solutions



专业环境灭菌器



在医疗部门对手术室进行消毒和
灭菌方面拥有 20 多年的经验

专业的环境消毒器


什么是 ESTERILIZER ?

- ✓ Esterilizer 被创造了, 并且被使用从十年, 为消毒手术室和医疗环境
- ✓ 它可以消除 99.9% 的病毒, 细菌, 蘑菇, 霉菌, 孢子和原生动物, 使房间完全不育
- ✓ 多年来, 我们只在医院的环境中出售 Esterilizer, 但现在是在开放新市场的时机成熟了。


消毒实例

Esterilizer 消除了 99.9% 的

- ✓ 病毒
- ✓ 菌
- ✓ 蘑菇
- ✓ 孢子
- ✓ 原生动物



细菌与 ESTERILIZER 处理的表面接触时会吸收银离子



银离子消灭细菌

消毒实例
大肠菌
样品, 处理前




样品, 用 ESTERILIZER 处理后





使用 ESTERILIZER，您将拥有一个和平安全的生活环境





谁有兴趣购买 ESTERILIZER?

ESTERILIZER 对许多人以及工业，酒店，牙医，医院以及私人住宅等多个部门来说都是非常有趣的产品。

为什么?

越来越多的人往往害怕肺部感染或大流行。

许多人戴着口罩生活，因为他们害怕被感染。

我们可以给他们的环境，他们觉得完全安全。

食品

食品。目的: 具有针对性和个性化的协议. 具有针对性和个性化的协议

行业

行业。目的: 为操作人员和质量生产提供安全的环境

医疗部门

牙科诊所。目的: 为患者提供一个安全的环境，牙医可以在该环境中进行治疗而不必担心传染;

相关医学研究。目的: 为患者提供一天“细菌/病毒”负荷的“清洁”候诊室，因此传染的可能性很小。

民事

子细分: 酒店客房、学校食堂、餐厅、开放空间办公室、健身房, 房屋和交通。

酒店客房。目的: 提供给上层的客户套房和阁楼的情感建议, 房间是完全消毒, 完全安全的健康。

学校食堂。目的: 让父母确信, 即使他们的孩子和数以百计的孩子一起吃午饭, 环境也完全消毒。

餐馆。目的: 给上层阶级的顾客一个消毒的房间, 在那里他们可以在一个非常干净和消毒的环境中用餐。

开放空间办公室。目的: 为员工提供安全的环境, 提高对公司的信任度。降低因疾病缺勤的成本。

健身房, 为客户提供高度重视他们的健康的安全性。因为有许多的人呼吸, 许多人触摸了许多健身器具, 所以容易扩散病毒, 细菌, 霉菌等。

房子。目的: 给你的家人一个家庭生活在一个安全和完全消毒的环境。家庭可以激活 ESTERILIZER 在早上, 当他们出来, 并在他们回来的路上, 他们会发现一所房子完全消毒和完美的健康。

运输。目的: 速度列车可以提供在头等舱旅客一辆消毒车

尺寸合适，可满足各种需求




ESTERILIZER 什么是萨尼西姆设备

PRO-ME	专业的多种环境
SA PRO-BE	专业的大环境
SA PRO	中等环境的便携式专业
SA SHELL BASIC	专业的便携式照明基础模型
SA SHELL ADVANCEDC	专业的便携式灯光高级型号
SA MINI CUBE	用于家庭使用和/或用于小环境
ARMADIO	消毒对象的专业橱柜
VK3	光催化灭菌器
LIQUIDO	在 20 升的储罐中消毒液体消毒器
SPRINKLER 360°	对于 PRO-ME

ESTERILIZER PRO-ME

Professional & Multi Environments

专业-多环境



ESTERILIZER Professional - Multi Environment 专业-多环境

Nebulizer 喷雾器

尺寸图:

- ✓ 1000 毫米 x470 毫米 x600 毫米
- ✓ 重量 Kg 230

ESTERILIZER PRO-ME

专业-多环境

带有 ESTERILIZER 系统的固定消毒系统是一种通过均匀分布在要消毒环境中的 ESTERILIZER Solution 消毒剂产品的雾化过程，即使无法接触到的物体和表面，也可以大大减少其污染的系统。

多重环境系统包括在每个房间内安装雾化喷嘴（雾化器）的方法，这些喷嘴通常位于天花板和环境中心。大房间可能需要两个或更多个雾化器。



雾化器通常固定在房间的中央，以允许干雾 360°扩散。微滴具有三维扩散，不仅允许它们从顶部下降到底部，而且还可以到达天花板和最隐蔽的空隙。实际上，微滴放置在所有可到达的表面上，包括顶部和桌子，椅子，设备等下方的表面。雾化器的半径约为 9 米。



ESTERILIZER PRO-ME 的体积和重量非常小，可以安装在所有需要处理的环境中或环境之外的技术区域中，但必须安装在距离房间不超过 25 米的地方。如果没有适当的知识和培训，也可以将工厂的运行委托给非专业人员。

它可以用来做什么

多环境卫生系统旨在确保各个领域的卫生和集体健康：


1. 医院
2. 超市和购物中心
3. 学校
4. 酒店
5. 办事处
6. 餐馆
7. 体育馆
8. 食品公司
9. 制药公司
10.依此类推

例如，如果在开放空间的办公室中使用，它可以将环境中的细菌负荷减少到一天。这意味着员工将在细菌含量极低的环境中工作得更快乐，因为病假较少，管理层将很高兴。

ESTERILIZER SA PRO-BE

Professional Stand Alone for Big Environments

单设备专业版，适用于大型环境



Technical Features	
Power supply and max electric power	220-230Vac – 50Hz 2kW
Complies with electromagnetic directives	EN 61000 - EN 61000.4.2 EN 61000.4.3 - EN 61000.4.4 EN 55011 - EN 55022
Certification CE	D.Lgs. 46/97 - DM

ESTERILIZER SA PRO-BE

单设备专业版,

适用于大型环境

带有 ESTERILIZER 系统的固定消毒系统是一种通过均匀分布在要消毒环境中的 ESTERILIZER Solution 消毒剂产品的雾化过程,即使无法接触到的物体和表面,也可以大大减少其污染的系统。

SANISIN SA PRO-BE 是适用于大型环境的专业设备,可轻松在不同房间之间运输

配备有 4 个喷嘴的雾化器安装在伸缩杆上,该伸缩杆在设备运行时使其从机架顶部露出来,以使干雾 360° 扩散。雾化器的半径约为 9 米

微滴具有三维扩散,不仅允许它们从顶部下降到底部,而且还可以到达天花板和最隐蔽的空隙。实际上,微滴放置在所有可到达的表面上,包括顶部和桌子,椅子,设备等下方的表面

ESTERILIZER SA PRO-BE 高约 1.08 米,重约 75 公斤,但得益于舒适的手柄和 derlin 的 4 个轮子,它可以轻松运输并在所有环境中使用。尺寸图: 1080 毫米 x 530 毫米 x 560 毫米,重量 Kg 75



它可以用来做什么

大房间的专业消毒系统旨在确保各个区域的卫生和集体健康,例如:

- | | |
|------------|--------------|
| 1. 医院 | 6. 餐馆 |
| 2. 超市和购物中心 | 7. 体育馆 |
| 3. 学校 | 8. 食品公司 |
| 4. 酒店 | 9. 制药公司 |
| 5. 办事处 | 10.依此类推 |

ESTERILIZER SA PRO

Professional Stand Alone

单设备专业版



ESTERILIZER SA PRO

单设备专业版,

带有 ESTERILIZER 系统的固定消毒系统是一种通过均匀分布在要消毒环境中的 Esterilizer Solution 消毒剂产品的雾化过程，即使无法接触到的物体和表面，也可以大大减少其污染的系统。

SANISIN SA PRO-BE 是专业设备，可轻松在不同房间之间运输。雾化器配有 2 个喷嘴，可以使干雾正确扩散。

微滴具有三维扩散，不仅允许它们从顶部下降到底部，而且还可以到达天花板和最隐蔽的空隙。实际上，微滴放置在所有可到达的表面上，包括顶部和桌子，椅子，设备等下方的表面

ESTERILIZER SA PRO 具有非常小的尺寸和重量，可以很容易地用手运输并在所有环境中使用

尺寸图: 500 毫米 x 300 毫米 x 400 毫米 重量 Kg 25

它可以用来做什么

大房间的专业消毒系统旨在确保各个区域的卫生和集体健康，例如：



1. 医院
2. 超市和购物中心
3. 学校
4. 酒店
5. 办事处
6. 餐馆
7. 体育馆
8. 食品公司
9. 制药公司
10.依此类推

ESTERILIZER SA SHELL ADVANCED

Lightweight and easy to transport professional unit-advanced model

轻巧且易于运输的专业单位-先进型号



ESTERILIZER SA SHELL ADVANCED

轻巧且易于运输的专业单位-先进型号

- ✓ 流通量从 10 到 1000 立方米
- ✓ 远程管理平板电脑
- ✓ 房间识别带有独特的红色
- ✓ RFID 识别瓶子
- ✓ 将数据发送到门户
- ✓ 相对湿度管理
- ✓ 产品流管理
- ✓ 可定制的程序和大小

ESTERILIZER SA SHELL ADVANCED 的尺寸和重量非常有限，可以方便地手动搬运并在所有环境中使用

- ✓ 尺寸图: 550 毫米 x 350 毫米 x 440 毫米 重量 Kg 9.2

可用于什么

专业的卫生系统适用于 10 至 1000 立方米的房间，旨在确保各个领域的集体卫生和健康，例如：

- | | | |
|-------------|----------|----------|
| 01. 医院 | 05. 办事处 | 09. 制药公司 |
| 02. 超市和购物中心 | 06. 餐馆 | 10. 依此类推 |
| 03. 学校 | 07. 体育馆 | |
| 04. 酒店 | 08. 食品公司 | |

ESTERILIZER SA SHELL BASIC

Lightweight and easy to transport professional unit-basic model

专业单位轻巧且易于运输-基本型号



ESTERILIZER SA SHELL BASIC

专业单位轻巧且易于运输-基本型号

- ✓ 保存到 USB
- ✓ 15 个程序
- ✓ 流通量从 10 到 1000 立方米

ESTERILIZER SA SHELL ADVANCED 的尺寸和重量非常有限，可以方便地手动搬运并在所有环境中使用

- ✓ 尺寸图: 550 毫米 x 350 毫米 x 440 毫米 重量 Kg 9.2

可用于什么

专业的卫生系统适用于 10 至 1000 立方米的房间，旨在确保各个领域的集体卫生和健康，例如：

- | | | |
|-------------|----------|----------|
| 01. 医院 | 05. 办事处 | 09. 制药公司 |
| 02. 超市和购物中心 | 06. 餐馆 | 10. 依此类推 |
| 03. 学校 | 07. 体育馆 | |
| 04. 酒店 | 08. 食品公司 | |

ESTERILIZER SA MINI CUBE

健康立方体

SANISIN for private House

SANISIN 私人住宅



尺寸图: 260 毫米 x 260 毫米 x 260 毫米 重量 Kg 10

ESTERILIZER SA MINI CUBE

专业设备。经过重新设计，可用于房屋

ESTERILIZER SA MINI CUBE 消毒设备是一种易于运输的系统，仅重 8 千克，即使无法接触到物体和表面，也可以大大减少物体和表面上的生物污染。

通过在环境中均匀分布的消毒剂的雾化过程，可以对空气和所有事物进行完美消毒

ESTERILIZER SA MINI CUBE 诞生于对 SANISIN SA PRO 模型的重新设计，该模型多年来已用于医院手术室的消毒。

微滴具有三维扩散，不仅允许它们从顶部下降到底部，而且还可以到达天花板和最隐蔽的空隙。实际上，微滴放置在所有可到达的表面上，包括顶部和桌子，椅子，设备等下方的表面

早晨离开家时，激活 ESTERILIZER SA MINI CUBE，它将在离开家 15 分钟后开始工作。该环境的整个消毒周期将持续约 30 分钟，在您返回家园后，您会发现一个完全消毒且健康的环境。

ESTERILIZER SA MINI CUBE 具有非常紧凑的尺寸。它不占用太多空间，只有 26 厘米，可以轻松移动到任何房间
它可以用来做什么

小房间的专业消毒系统旨在确保以下方面的卫生和健康：

- 1.私人住宅
- 2.在小办公室
- 3.候诊室
4.依此类推

ESTERILIZER CABINET

Cabinet to sanitize instruments and objects

用于消毒仪器和物品的柜子

专业设备适用于：医院，幼儿园，学校，学校，体育馆，饭店，酒店，办公室，制造业等。



在医院病房中，许多是常用的物品和设备，当它们与患者接触时，需要快速消毒处理以重新使用。在幼儿园，学校，学校，体育馆，饭店，旅馆，办公室，制造业等中也可能发生相同的情况。由于它们的化学/物理特性或电子组件，其中许多对象无法进行传统的清洁处理，这会损害其功能。ESTERILIZER CABINETE 是专门为清理对象而不损坏对象而创建的。完美的灭菌过程迅速进行，无需人工，而且成本肯定低于传统系统。

尺寸图:



标准:

高度 2000 毫米

宽度 1600 毫米

深度 500 毫米

重量: 230 公斤

最小尺寸:

高度 1000 毫米

宽度 1000 毫米

深度 450 毫米

重量: 公斤

最大尺寸:

高度 2500 毫米

宽度 3000 毫米

深度 500 毫米

重量: 公斤

ESTERILIZER VK3

光触媒

通过光催化进行环境灭菌的装置



流量：50 70m³/ h

尺寸：20 厘米 x 20 厘米 x 9 厘米

安全无毒：对人无风险，无需接触化学制剂，即使在短期内也无需撤离

连续：在卫生过程中不得停止生产，因为即使在有人和食物在场的情况下，消毒仍连续进行，每 20 4 中就有 20 4

经济：低能耗

有效：减少和消除微生物，防止细菌繁殖病毒条以及对化学和有机气体的环境污染。

由于这些特性，它可以使环境保持尽可能无菌，并且在食品领域可以延长产品的自然寿命：

- ✓ □减少体重减轻
- ✓ □避免产品流失
- ✓ □大大减缓衰老。

此外，它除臭了房间中的空气，并留下了“新鲜，干净的空气”的愉悦感。

活跃：到达所有自由地面，包括最偏远和最难进入的地点

ESTERILIZER, STERILIZING SOLUTION

ESTERILIZER, 消毒溶液

在我们的设备中，为了消毒环境，您只能使用原始的 ESTERILIZER 产品。



在环境中雾化的产品的特性

在环境中雾化的产品由稳定化的过氧化氢（浓度 $\leq 6\%$ ）和银盐（Ag⁺）组成，其为：

- ✓ 完全无毒
- ✓ 无腐蚀性
- ✓ 不湿
- ✓ 在使用浓度下对人类安全
- ✓ 对环境的影响几乎可以忽略不计。





good Company

一个好的公司



Please contact us if you have any questions. - 有任何问题请联系

Dr. Venanzio Bielli 比埃里 维南兹奥

President 的总统

E2S3 Srl



+39.329-4527646



venanzio.bielli@e2s3.it



Skype vb_e2s3



<https://www.linkedin.com/in/venanzio-bielli-336b9830>



WeChat vbielli-e2s3



WhatsApp +39.329.4527646

Italian headquarters - 意大利总部

E2S3 Srl

Via 通过 Volta n°3

20028 Legnano (MI)

莱尼亚诺 (米兰)

Italy 意大利

China branch - 中国分公司

E2S3 co, Ltd

大连市中山区友好路 227 号悦泰城里 412,

孙妍丽 - Sun Yanli

亚洲项目发展经理和董事会成员
Manager for Asia projects' development
& Board Member

Mobile 手机: 139-4285-3997

微信: sun13942853997